



Augen-Notfallstation in Augenspülschrank



- Material: Stahlblech (pulverbeschichtet)
- Maße: 355 x 265 x 100 mm (H x B x T)
- Inhalt: 500 ml Natriumchloridlösung (0,9%), 200 ml Phosphatpufferlösung (4,9%)
- Spüldauer: 7 Minuten

- **nach DIN EN 15154-4:2009**
- **CE-Kennzeichnung**

Inhalt	Artikelnummer
200 ml neutralisierende Phosphatpufferlösung, 500 ml sterile Natriumchloridlösung	BR324045

Dieses Datenblatt wurde am 05.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.